


Die anpassungsfähige Nasenklemme!




Unsere Nasenklemme passt sich automatisch an die individuelle Nasenform an.



Deshalb ist sie speziell auch für Kinder und für Patienten mit einer höheren Schmerzempfindlichkeit anwendbar.



Für Einsätze, bei denen die Nase über einen längeren Zeitraum verschlossen sein muss (Ergospirometrie, Lungenfunktionsmessungen, Atmungstherapie und Inhalation) ist unsere Nasenklemme besonders geeignet und somit eine grosse Erleichterung für den Patienten.




Der einzigartige Verschlussmechanismus und die extra weichen Schaumstoff-Rondellen verhindern das unangenehme Druck- und Schmerzgefühl, das beim Verschluss der Nase mit herkömmlichen Klemmen oft beanstandet wird.

Unsere Nasenklemme ist wiederverwendbar und daher für Mehrfachanwendungen ausgelegt. Die Reinigung erfolgt durch einfache Wischdesinfektion.

Die Nasenklemmen erhalten Sie in den Farben Rot, Blau und Gelb.


Regelmäßiges Austauschen der Schaumstoff-Rondelle steigert die Lebensdauer der Nasenklemme um ein Vielfaches.



Sie haben folgende Bestellmöglichkeiten:



Nasenklemmen mit Schaumstoff
Anpassungsfähige Nasenklemme mit Schaumstoff-Rondellen. Für Anwendungen ohne Schmerz- und Druckgefühl, Art.Nr. 70057



Nasenklemmen-Set
bestehend aus 10 Klemmen und 200 Schaumstoff-Rondellen, Art.Nr. 70057c



Rondelle (Schaumstoff)
Schaumstoff-Rondell für Nasenklemme mit integrierter Befestigungsfolie, Art.Nr. 70057d

Oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot machen.

BESTELLCOUPON

Bestellen Sie per Telefon: 07471/9374-0, per Fax: 07471/9374-30
oder über den Online-Shop unserer Website: www.fg-deutschland.de



FAXANTWORT: 0 74 71 / 93 74 - 30

ich/wir bestelle(n) hiermit:

Stück	Artikel	Art.Nr.
	Nasenklemmen mit Schaumstoff-Rondellen (Verpackungseinheit: 10 Stk.)	70057
	Nasenklemmen-Set (10 Klemmen + 200 Rondelle)	70057c
	Rondelle (Schaumstoff) für Nasenklemmen (Verpackungseinheit: 100 Stk.)	70057d

Bitte machen Sie mir ein Angebot für:

Datum **Unterschrift**

Praxis / Klinik _____

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____



Lotzenäcker 9 · D-72379 Hechingen
Tel.(07471)9374-0 · Fax (07471) 9374-30
E-MAIL info@fg-deutschland.de
Internet www.fg-deutschland.de
Elektromedizinische Geräte

www.fg-deutschland.de



**Die
anpassungsfähige
Nasenklemme!**

